



# CytoLyva

Rozwiązania dla badań w naukach przyrodniczych

## Sole zasadowe Murashige & Skoog z makroskładnikami, mikroskładnikami, witaminami i glicyną.

Pełne sole zasadowe MS do przygotowania pożywek do hodowli tkanek roślinnych

Pełne sole zasadowe MS do przygotowania pożywek do hodowli tkanek roślinnych. Formułowane z makroskładnikami, mikroskładnikami, witaminami i glicyną – niezbędnymi do optymalnego wzrostu i rozwoju tkanek roślinnych in vitro.



### Kompletna formuła

Zawiera makro-  
i mikroskładniki,  
witaminy i glicynę



### Zoptymalizowany wzrost

Wspiera wzrost  
i rozwój roślin  
in vitro



### Idealne do hodowli tkanek

Odpowiednie do szerokiego  
zakresu zastosowań  
w hodowli tkanek  
roślinnych



### Stała jakość

Produkowane zgodnie  
ze ścisłymi normami  
kontroli jakości



## ZASTOSOWANIA

- Przygotowanie pożywek Murashige & Skoog (MS)
- Hodowla tkanek roślinnych i mikrorozmnażanie
- Indukcja pędów i korzeni
- Klonowanie i regeneracja roślin
- Badania w zakresie fizjologii roślin i biotechnologii



## OPIS PRODUKTU

Sole zasadowe Murashige & Skoog dostarczają wszystkich niezbędnych składników odżywczych wymaganych do wzrostu tkanek roślinnych in vitro. Formuła zawiera makroskładniki, mikroskładniki, witaminy i glicynę, które wspierają solidny wzrost komórek, organogenezę i mikrorozmnażanie w szerokim zakresie gatunków roślin.



## SPECYFIKACJA

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu:  | Sole zasadowe Murashige & Skoog z makroskładnikami, mikroskładnikami, witaminami i glicyną. |
| Forma:           | Proszek                                                                                     |
| Zastosowanie:    | Hodowla tkanek roślinnych                                                                   |
| Rozmiar:         | 10 L – 1 worek 44,30 g                                                                      |
| Nr referencyjny: | CTLV-0139-02                                                                                |
| Przechowywanie:  | 2–8 °C                                                                                      |



## PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE

- Przechowywać w temperaturze 2–8 °C
- Przechowywać szczelnie zamknięte
- Chronić przed wilgocią i światłem
- Obchodzić się zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną



info@cytolyma.com



+1 (800) 821-7314



www.cytolyma-pl.com