



Elevata purezza

Progettato per un utilizzo nelle colture di tessuti vegetali.



Pronto all'uso

Soluzione acquosa, senza necessità di preparazione aggiuntiva.



Controllo efficace della contaminazione

Aiuta a controllare la contaminazione microbica nelle colture di tessuti vegetali.



Risultati affidabili

Prestazioni costanti in ogni applicazione.



PRODOTTO NON STÉRILE

PRONTO ALL'USO



APPLICAZIONI

- Colture di tessuti vegetali e micropropagazione
- Gestione della contaminazione in vitro
- Propagazione clonale e rigenerazione delle piante
- Ricerca in fisiologia vegetale e ormonale
- Utilizzo in agricoltura e orticoltura
- Utilizzo nei protocolli in vitro e nelle applicazioni di ricerca



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questo additivo per il controllo della contaminazione nelle colture di tessuti vegetali è una soluzione acquosa pronta all'uso, progettata per prevenire e controllare la contaminazione microbica nei sistemi di coltura di tessuti vegetali.

Favorisce l'istituzione e la crescita di colture sane in vitro, garantendo risultati affidabili e riproducibili in ogni applicazione.



UTILIZZI IN RICERCA



Controllo della contaminazione



Stabilimento di colture sane



Miglioramento del successo delle colture

Approvato dai ricercatori per colture più pulite e risultati costanti.



CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

- Conservare a 2-8 °C
- Richiudere bene dopo l'uso
- Proteggere dalla luce e dall'umidità
- Conservare per uso di laboratorio
- Seguire le buone pratiche di laboratorio

Additivo per il controllo della contaminazione nelle colture di tessuti vegetali

Un additivo acquoso pronto all'uso progettato per aiutare a controllare la contaminazione microbica nelle colture di tessuti vegetali. Favorisce colture più pulite, migliora la costanza dei risultati sperimentali e potenzia il successo della propagazione e della ricerca in vitro.



SPECIFICHE

Nome del prodotto:	Additivo per il controllo della contaminazione nelle colture di tessuti vegetali
Forma:	Soluzione liquida
Sterilità:	Non sterile
Volume:	25 mL
Riferimento:	CTLV-0001-01
Data di scadenza:	30/07/2027
Conservazione:	2-8 °C
Utilizzo previsto:	Riservato alla ricerca

NON STÉRILE



info@cytolyva.com



+1 (800) 821-7314



www.cytolyva-it.com