



Alta pureza

Diseñado para su uso en cultivos de tejidos vegetales.



Listo para usar

Solución acuosa, sin necesidad de preparación adicional.



Control eficaz de la contaminación

Ayuda a controlar la contaminación microbiana en los cultivos de tejidos vegetales.



Resultados fiables

Rendimiento constante en cada aplicación.



PRODUCTO NO ESTÉRIL | LISTO PARA USAR



APLICACIONES

- Cultivo de tejidos vegetales y micropropagación
- Control de la contaminación in vitro
- Propagación clonal y regeneración de plantas
- Investigación en fisiología vegetal y hormonas
- Uso en agricultura y horticultura
- Uso en protocolos in vitro y aplicaciones de investigación



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este aditivo para el control de la contaminación en cultivos de tejidos vegetales es una solución acuosa lista para usar, diseñada para ayudar a prevenir y controlar la contaminación microbiana en los sistemas de cultivo de tejidos vegetales.

Favorece el establecimiento y el crecimiento de cultivos sanos en condiciones in vitro, garantizando resultados fiables y reproducibles en cada aplicación.



USOS EN INVESTIGACIÓN



Control de la contaminación



Establecimiento de cultivos sanos



Mejora del éxito de los cultivos

Aprobado por investigadores para cultivos más limpios y resultados constantes.



ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Conservar a 2-8 °C
- Cerrar bien después de cada uso
- Proteger de la luz y de la humedad
- Reservado para uso en laboratorio
- Seguir las buenas prácticas de laboratorio



Aditivo Para El Control De La Contaminación En Cultivos De Tejidos Vegetales

Un aditivo acuoso listo para usar, diseñado para ayudar a controlar la contaminación microbiana en los cultivos de tejidos vegetales. Favorece cultivos más limpios, mejora la constancia de los resultados experimentales y refuerza el éxito de la propagación y de la investigación in vitro.



ESPECIFICACIONES

Nombre del producto:	Aditivo Para El Control De La Contaminación En Cultivos De Tejidos Vegetales
Forma:	Solución líquida
Esterilidad:	No estéril
Volumen:	25 mL
Referencia:	CTLV-0001-01
Fecha de caducidad:	2027-07-30
Almacenamiento:	2-8 °C
Uso previsto:	Reservado para investigación

NO ESTÉRIL