

# Sels de base Murashige & Skoog

Avec  
**macronutriments,  
micronutriments,  
vitamines et glycine**

Sels de base MS complets pour la préparation de milieux de culture de tissus végétaux. Formulés avec des macronutriments, micronutriments, vitamines et glycine essentiels pour une croissance et un développement optimaux des plantes in vitro.

**Formule complète**

Contient des macro et micronutriments, vitamines et glycine essentiels pour les plantes

**Croissance optimisée**

Soutient une croissance saine in vitro et le développement d'une large gamme d'espèces végétales

**Haute qualité pour culture de tissus**

Idéal pour diverses applications en culture de tissus végétaux

**Qualité constante**

Fabriqué selon des normes de qualité strictes



## APPLICATIONS

- Préparation de milieux de culture Murashige & Skoog (MS)
- Culture de tissus végétaux et micropropagation
- Induction de pousses et de racines
- Induction de cal et régénération de plantes
- Recherche en physiologie végétale et en biotechnologie



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Les sels de base Murashige & Skoog fournissent tous les nutriments essentiels nécessaires à la croissance des plantes en culture in vitro. Cette formulation comprend des macronutriments, micronutriments, vitamines et glycine pour favoriser la croissance, l'organogenèse et la micropropagation d'une grande variété d'espèces végétales.



## SPÉCIFICATIONS

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit : | Sels de base Murashige & Skoog<br>Avec macronutriments, micronutriments, vitamines et glycine |
| Forme :          | Poudre                                                                                        |
| Application :    | Culture de tissus végétaux                                                                    |
| Taille :         | 100 L                                                                                         |
| Réf. :           | CTLV-0139-06                                                                                  |
| Poids net :      | 443g                                                                                          |
| Conservation :   | 2-8°C                                                                                         |



## STOCKAGE ET MANIPULATION

- Conserver à 2-8°C
- Bien refermer après utilisation
- Protéger de l'humidité et de la lumière directe
- Manipuler conformément aux bonnes pratiques de laboratoire